




A-A  
1:2



1. Zgodnie z normą GOST 26645-85 dla odlewów od 10 do 40 kg o klasie dokładności 9, odchylenie od tabeli może wynosić do 8%
2. Porównawcza waga wpustu w zależności od wysokości

					Art 3335313-5			
Rev	Sheet	Doc.No.	Sign.	Data	Wpust żeliwny typ M125 300x300 odpływ pionowy DN110	Let.	Weight [kg]	Scale
Dvlpd by		Prokopenko		28.08.2018			9,1	1:2
Chkd by						Sheet 1	Sheets 1	
Tech. Ctrl					GGG50			
Reg.Doc.Ctrl								
Aprvd by								